




# MICROMED



# PFCL<sup>Soft</sup>

## Perfluoro Carburo Liquido Leggero

Il PFCL Soft Perfluoro Carburo Liquido leggero a media densità è destinato al lavaggio della camera vitrea durante la chirurgia oculare con tempo massimo di permanenza nell'occhio di 1 ora.



**Nome:** Octadecafluorottano

**Formula:** C<sub>18</sub>F<sub>38</sub>

**Punto di ebollizione:** 103-105 °C

**Indice di rifrazione:** 1,253 @ 24°C

**Densità:** 1,77 gr/ml @ 24°C

**Viscosità:** 1,4 mPas @ 25 °C

**Massa molecolare relativa Mr:** 437,9

COD. MMD- 760 PFCL Soft flacone 5 cc.

COD. MMD- 761 PFCL Soft flacone 10 cc.

COD. MMD- 762 PFCL Soft flacone 7 cc.