

# Simulatore chirurgico da addestramento

Ophthalmic surgery teaching simulator

Dispositivo di supporto per bulbi animali  
Animal bulbs holder



Micromed srl V.le.Valpadana,126 00141 Roma  
Tel. 0690024006 Fax 0690020498



ref. MMD-150

Portabulbi articolato su due  
blocchi, uno angolare ed uno  
verticale, per simulare diverse  
situazioni anatomiche

Two blocks (angular/vertical)  
bulbs stand, projected to  
simulate different anatomic plans



Illuminazione con un led rosso ad alta  
luminosità, che simula il riflesso del fondo

Red high brightness led lighting system,  
to simulate fundus reflection



Supporto con serraggio a vite su cui è  
possibile alloggiare bulbi di diverse dimensioni

Screwable bulbsholder with possibility of placing bulbs of any dimension

